

# INFORMAZIONI TECNICHE

## Camice protettivo monouso Classe III


*Bioblocked SG0045P offre un'eccellente barriera contro gli spruzzi di liquidi a basso rischio ed è progettato per respingere i liquidi e gli aerosol a base d'acqua. Questi camici protettivi non sterili sono progettati per proteggere gli operatori sanitari e i pazienti dalle infezioni crociate. È composto in TNT laminato con film microporoso ad alta densità che lo rende traspirante*

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Barriera di protezione contro i liquidi
- Totale protezione da agenti infettivi
- Costina elastica nei polsi
- Lacci al collo per maggior sicurezza
- Allacciatura laterale semplificata
- Latex free
- Cuciture interne rinforzate .
- Non sterile
- Ottima vestibilità e traspirabilità



### STANDARD



Bioblocked SG0045P Soddisfa i requisiti per i DPI di categoria III. Approvato CE ai sensi del regolamento sui dispositivi di protezione individuale, (UE) 2016/425.

EN 14126:2003/AC:2004 (Type PB [6]-B)  
EN 13034:2005+AI:2009 (Type PB [6])

CE2163

### APPLICAZIONI

- Trova utilizzo in ambienti clinici e di laboratorio
- Destinato a proteggere dal trasferimento di microrganismi e fluidi corporei in situazioni di isolamento del paziente
- Non indicato per procedure chirurgiche

## TAGLIE

La taglia corretta deve essere selezionata per permettere sufficiente movimento mantenendo la vestibilità di sicurezza

## MATERIALE

100% Polipropilene+ Polietilene film  
Costina in poliestere

### Tabella Misure

TG	MANICA	TORACE	LUNGHEZZA
S	61 CM	64 CM	123 CM
M	62.5 CM	66 CM	125 CM
L	64 CM	68 CM	127 CM
XL	65.5 CM	71 CM	129 CM
XXL	67 CM	74 CM	131 CM
3XL	68 CM	77 CM	132 CM

## CONFEZIONAMENTO

Ogni camice è singolarmente piegato e fornito in busta singola

## CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare in luogo asciutto e pulito nel suo sacchetto originale evitando l'esposizione a raggi solari, fonti di calore e solventi.

La durata del prodotto è 3 anni dalla data di fabbricazione quando conservato come indicato.

Sostituire se danneggiato ,

Maneggiare e spostare con cura gli indumenti contaminati

## PRECAUZIONI

Verificare che il prodotto sia idoneo all'applicazione e indossato correttamente.

Il prodotto non deve mai essere alterato o modificato.

Gli indumenti protettivi a dissipazione elettrostatica (ESD) non devono essere aperti o rimossi in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.

Merce importata e distribuita da :

**MONDIALTEX S.r.l.**

**Via Maiella 2, 37132 Verona**

**Italia**

**Tel: +39 045 974599**



ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE - TESSUTI E BIANCHERIA  
www.mondialtex.it